

Poniższa lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa została opracowana zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 2023/988 dotyczącego ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Celem jej utworzenia jest ochrona użytkownika przed możliwymi zagrożeniami, które mogą wynikać z niewłaściwego użytkowania produktu. Ostrzeżenia zostały napisane w sposób prosty i klarowny, aby były łatwe do zrozumienia przez wszystkich użytkowników.

## Środki ostrożności

W tych przypadkach wymagana jest szczególna ostrożność, a sposób używania urządzenia może wymagać modyfikacji. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli masz lub podejrzewasz, że możesz mieć którekolwiek z poniższych schorzeń lub jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości.

- Posiadasz kolczyki / biżuterię na twarzy, której nie można usunąć
- Niedawna kontuzja lub operacja twarzy lub oczu
- Niedawne zabiegi na twarz, w tym neurotoksyny, wypełniacze skórne, mikronakłuwanie, laser i peeling chemiczny, aż skóra całkowicie się zagoi
- Aktualna infekcja wirusem opryszczki pospolitej
- Uszkodzona skóra
- Aplikacja retinolu przed użyciem czerwonego światła LED

## Przeciwwskazania

Są to sytuacje, w których potencjalne ryzyko może przewyższać korzyści. W związku z tym zaleca się skonsultowanie się z lekarzem przed użyciem urządzenia.

- Choroby oczu, takie jak np. retinitis pigmentosa, albinizm oczny, inne wrodzone schorzenia siatkówki
- Wysypka skórna, otwarte rany, pęcherze, miejscowe zapalenie tkanek, infekcje, siniaki lub guzy
- Ciąża / karmienie piersią
- Nienaturalne odczucia (np. drętwienie)
- Nowotwory / guzy
- Padaczka
- Kardiopatia (choroby serca)
- Alergia lub zaburzenie skórne związane z promieniowaniem słonecznym (np. toczeń, porfiria)
- Leki powodujące wrażliwość na światło
- Leki na ciężki trądzik
- Ekstremalna wrażliwość na światło
- Melasma lub hiperpigmentacja (zwłaszcza jeśli nasilona przez lekkie ciepło)
- Podejrzane zmiany skórne lub rak skóry – proszę skonsultować się z lekarzem
- Jeśli stosujesz retinol lub inne leki, produkty lub preparaty wrażliwe na światło słoneczne, lub benzoil-peroksyd, nie używaj światła podczerwonego
- Alergia na materiał urządzenia (tkanina Lycra i medyczny przezroczysty TPE oraz silikon)

## Uwagi dotyczące napraw

Naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany serwis. Nie należy podejmować samodzielnych napraw urządzenia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie. W przypadku usterki skontaktuj się oficjalnym dystrybutorem marki Therabody - firmą WERON.

## Ryzyko związane z przegrzaniem urządzenia

Nie należy użytkować urządzenia przez dłuższy czas i bez przerwy, gdyż może to spowodować przegrzanie się urządzenia. W przypadku przegrzania natychmiast należy wyłączyć urządzenie i w razie jego ładowania odłączyć od zasilania.

## Ryzyko porażenia prądem

Urządzenie jest urządzeniem elektrycznym i w związku z tym istnieje ryzyko porażenia prądem w przypadku niewłaściwego użytkowania lub uszkodzenia kabla zasilającego. Należy:

- Sprawdzić, czy kabel zasilający nie jest uszkodzony przed każdym użyciem.
- Unikać używania urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach lub w pobliżu źródeł wody (chyba, że producent podaje, że urządzenie jest wodoodporne).

W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowego działania urządzenia, należy natychmiast zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

## Ryzyko związane z bateriami

Użytkownik jest zobowiązany do:

- Ładowania urządzenia wyłącznie przy użyciu oryginalnego zasilacza dostarczonego przez producenta.
- Unikania przeładowania urządzenia oraz dbałości o właściwą konserwację baterii.
- Regularnego monitorowania stanu baterii, aby uniknąć jej całkowitego wyczerpania, co mogłoby prowadzić do uszkodzeń urządzenia.
- Nie należy używać urządzenia podczas jego ładowania.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z baterią, takich jak przegrzewanie się, wycieki lub uszkodzenia, użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z urządzenia i skontaktować się z serwisem.

## Użytkowanie urządzenia przez dzieci

Urządzenie powinno być przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci, a osoby dorosłe nadzorowały jego użytkowanie.

Jeżeli urządzenie wyposażone jest w technologię dostarczającą wibracje, terapię ciepłem, terapię zimnem, terapię LED i światłem podczerwonym, może stanowić to zagrożenie dla zdrowia dzieci, które nie są w stanie prawidłowo ocenić ryzyka lub stosować się do instrukcji użytkowania.

## Ryzyko związane z przechowywaniem urządzenia

Urządzenie powinno być przechowywane w suchym, chłodnym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Należy unikać przechowywania urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej temperaturze, ponieważ może to prowadzić do uszkodzenia elementów urządzenia.

Po każdym użyciu urządzenie należy wyłączyć i przechować w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci, kurzu oraz innych elementów, które mogą uszkodzić jego funkcje.

## Ryzyko związane z czyszczeniem i konserwacją urządzenia

W celu wyczyszczenia urządzenia należy użyć jednorazowej ściereczki.

Przed czyszczeniem należy wyłączyć urządzenie, przytrzymując przycisk LED (G) lub przycisk wibracji (H). Należy upewnić się, że urządzenie nie jest podłączone do kabla ładowania ani źródła zasilania przed czyszczeniem.

Dokładnie sprawdzić urządzenie pod kątem widocznych oznak gromadzenia się zanieczyszczeń.

Należy usunąć widoczny brud jednorazową ściereczką zwilżoną łagodnym detergentem. Upewnić się, że będą wyczyszczone również wewnętrzne powierzchnie maski. Następnie użyć miękkiej ściereczki z 70% alkoholem izopropylowym, aby przetrzeć i zdezynfekować maskę przez trzy (3) minuty, szczególnie wewnętrzną powierzchnię maski. Powtórzyć ten proces trzy razy. Na koniec przetrzeć dezynfekant czystą, suchą ściereczką lub ręcznikiem, aż nie będzie widocznych resztek.

Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani nie stosuj nadmiernej ilości środka czyszczącego lub dezynfekującego podczas czyszczenia.